

TESTS
RAPIDES



Anticorps FIV Félin

BF-FIAB-10
10 TESTS



Interprétation

Des Résultats





Résultat Négatif

Ligne contrôle (C): Visible

Ligne de test (T): Absente

Absence d'anticorps anti-FIV détectable dans l'échantillon.



Résultat Positif

Ligne contrôle (C): Visible

Ligne de test (T): Visible

Présence d'anticorps anti-FIV dans l'échantillon.

Résultat Invalide

Ligne contrôle (C): Absente - Ligne de test (T): Absente

Ligne contrôle (C): Absente - Ligne de test (T): Visible

L'échantillon doit être retesté.

